

GELCIDE

Soluzione filmogena adesiva per uso odontoiatrico

Indicazioni

Trattamento delle **tasche parodontali**: (per la riduzione della profondità di sondaggio, riduzione del sanguinamento al sondaggio e guadagno del livello clinico di attacco).

Protezione delle soluzioni di continuità della mucosa orale quali:

- piccole ferite, incisioni
- lesioni post-estrattive
- protezione della incisione a seguito di intervento implantologico
- lembi genivali

Modalità d'uso

- Aspirare tutta la soluzione.
- Iniettare la soluzione nel flacone contenente la polvere.
- Agitare il flaconcino fino a completa solubilizzazione della polvere.
- Aspirare la quantità desiderata di soluzione.
- Sostituire l'ago della siringa con l'ago smusso per applicare la soluzione.

Per il trattamento delle tasche parodontali piegare l'ago a punta smussa per mimare una sonda parodontale, quindi esplorare la tasca in modo simile al sondaggio parodontale. Posizionare la punta dell'ago smusso vicino alla base della tasca ed iniettare il prodotto finché la soluzione raggiunge il margine superiore della gengiva. Estrarre l'ago dalla tasca. Per facilitare l'evaporazione del solvente

e l'adesione della pellicola alla zona trattata, indirizzare un getto d'aria (per ca. 10 secondi) sulla soluzione appena applicata.

Per il trattamento di ferite, incisioni, lesioni, suture o qualsiasi altra soluzione di continuità della mucosa orale da proteggere, applicare la soluzione filmogena previa accurata asciugatura.

- Datare il flacone e riportare il nome del paziente.
- La soluzione inutilizzata, se conservata nel flaconcino, tenuta lontana dalla luce ed in frigorifero (2-4 C°) mantiene la sua efficacia per 2 settimane.

Composizione

Polvere: flacone polvere 500 mg di Piperacillina + 62,50 mg di Tazobactam sodico sterile.

Liquido: Amminoalchilmetacrilato copolimero, Ammonio metacrilato copolimero, Alcool etilico 95°, Acqua deionizzata.

Confezione

- N. 1 Flacone di 500 mg di Piperacillina + 62,50 mg di Tazobactam sodico sterile.
- N. 1 Flacone da 5 ml di soluzione alcolica con resine acriliche
- N. 1 Siringa sterili
- N. 1 Ago erogatore a punta smussa

PATENTED

MEDICAL DEVICE III  0373

