

CONSERVATIVA



DEFENDO **Diga liquida** **fotopolimerizzabile**

Caratteristiche

DEFENDO è un gel che viene usato per proteggere la gengiva e le superfici dentarie prima delle operazioni di sbiancamento, e altre procedure intraorali che richiedano una protezione. Il gel è di consistenza fluida garantendo così un esatto posizionamento del prodotto e una ottima sigillatura degli spazi interprossimali.

Grazie all' intensa colorazione azzurra, l'uso è semplice e ben controllabile.

Attraverso il puntale applicatore (flow tip) da inserire sulla siringa, Defendo può essere applicato con precisione puntiforme anche in zone difficili da raggiungere. Il prodotto non cola quando applicato sulla superficie da proteggere, quindi viene polimerizzato tramite lampada fotopolimerizzante.

Il prodotto non diventa rigido dopo la polimerizzazione, ma risulta flessibile e può così essere rimosso facilmente in un unico pezzo senza lacerarsi.

Indicazioni

- Protezione gengivale dei denti sottoposti a trattamento sbiancante alla poltrona.
- Isolamento del campo operatorio, intorno a cavità di V o III classe,

impedendo contaminazioni durante la realizzazione del restauro.

- Riparazioni di lacerazioni, o completamento della chiusura di dighe in lattice.
- Per eliminare sottosquadri, prima della presa d' impronta, ricoprendo attacchi di precisione, impianti e nicchie interprossimali.
- Permettere il fissaggio ed il mantenimento in posizione delle strisce in mylar utilizzate come matrice.
- Rivestimento per le superfici adiacenti alle are da mordenzare con acido fluoridrico durante la riparazione diretta di corone ceramiche fratturate.

Modalità d'uso

Applicare uno strato di 1-2 mm circa sulle superfici da proteggere prima

delle operazioni di sbiancamento, mordenzatura e altre piccole procedure che richiedano una protezione intraorale, o nei sottosquadri, da eliminare prima della presa di impronta.

Fotopolimerizzare per circa 10 secondi finchè la diga risulti dura (il tempo può variare leggermente in base al tipo di lampada utilizzata).

Composizione

Gel a base di monomeri dimetacrilici alifatici e aromatici

Confezione

N° 3 siringhe da 3 g.

N° 18 puntali applicatori

DISPOSITIVO MEDICO CLASSE II

CE 0373

