

HYALUCID

CHIRURGIA IMPLANTARE

HYALUCID

Prodotto a base di Acido Ialuronico e Piperacillina sodica + Tazobactam sodico

Caratteristiche

Gel fluido a base di sodio ialuronato sterile allo 0,5% ad alto peso molecolare + Piperacillina Sodica e Tazobactam sodico sterili.

Il biomateriale ACIDOIALURONICO, conferisce una ottimale plasticità e modellabilità alle particelle di osso autologo, eterologo, idrossapatite utilizzati per riempire difetti ossei (Piattelli A 2003). Numerosi studi in vitro e nell'animale suggeriscono fortemente che l'acido ialuronico sia in grado di prevenire l'adesione batterica agli impianti esercitando un effetto batteriostatico.

L'associazione tra Piperacillina sodica e Tazobactam Sodico dà luogo ad un agente antimicrobico che risulta attivo su batteri Gram Positivi e Gram Negativi (Piperacillina) e anche su batteri che producono Beta-lattamasi (Tazobactam).

Hyalucid è un Medical Device ad esclusivo uso odontoiatrico.

Indicazioni

Chirurgia Implantare

protezione dell'impianto, del sito implantare e delle suture.

Trattamento coadiuvante nella rigenerazione dei difetti ossei della cresta alveolare perimplantare in

associazione con sostituti d'osso e membrane riassorbibili.

Chirurgia estrattiva

come coadiuvante nella rigenerazione ossea dell'alveolo e prevenzione delle alveoliti post-estrattive.

Trattamento per le perimplantiti

come coadiuvante nei processi di rigenerazione ossea anche in associazione con sostituti dell'osso e con membrane riassorbibili.

Istruzioni per l'uso

- Vedere "Foglietto Illustrativo"
- La soluzione non ricostituita, di acido ialuronico e Piperacillina Tazobactam non utilizzata se conservata in frigorifero (2°-4°), mantiene la sua efficacia per 8 settimane.

Composizione

Polvere

Piperacillina sodica 100 mg.
Tazobactam sodico 112,5 mg.

Soluzione

Sodio Ialuronato, potassio fosfato

monobasico, sodio fosfato bibasico, acqua per preparazioni iniettabili.

Contenuto della confezione

- n.1 flacone di polvere da 100 mg piperacillina sodica e 112,5 mg tazobactam sodico sterile
- n.1 flacone soluzione da 5 ml di sodio ialuronato sterile
- n. 2 siringhe monouso sterili da 2,5 ml con ago perforatore
- n. 2 aghi smussi monouso sterili

Validita'

La validità è di 3 anni in confezione integra.

PATENT PENDING

DISPOSITIVO MEDICO CLASSE III

CE 0373



Fabbricante: Italméd S.r.l.

Viale Mazzini, 15 - 50132 Firenze - Italy
T. +39 055 5003124

italmed@italmed.net - www.italmed.net