

IMPLA  
**PROTECT**<sup>®</sup>  
IMPLANT DECONTAMINATION SYSTEM

**IMPLAPROTECT SYSTEM**  
**Sistema di decontaminazione dell'impianto**

**Caratteristiche**

**IMPLAPROTECT SYSTEM**<sup>®</sup> è un Dispositivo Medico di classe III. Un sistema studiato per la decontaminazione della superficie dell'impianto per facilitare la rigenerazione ossea nella zona perimplantare.

Questa attività si sviluppa in tre fasi:

- Fase meccanica per rimuovere il tessuto perimplantare e il biofilm con frese diamantate;
- Fase farmacologica per disintegrare il biofilm rimasto grazie all'attività dell'acido ortofosforico+clorexidina digluconato prima, e di piperacillina+tazobactam poi.
- Fase rigenerativa con piperacillina + tazobactam e sodio ialuronato in associazione con sostituti dell'osso.

**Indicazioni**

Chirurgia dell'impianto:

Tattamento di decontaminazione dell'impianto nelle peri-implantiti. Tattamento coadiuvante nel processo di rigenerazione dei difetti ossei della cresta alveolare perimplantare in associazione con sostituti ossei e membrane riassorbibili.

**Istruzioni per l'uso**

- Vedere "Protocollo di denominazione dell'impianto"
- Datare l'etichetta
- La soluzione inutilizzata se conservata nel flaconcino, tenuta lontano dalla luce in frigorifero (2-4 C°) mantiene la sua efficacia per 2 settimane

**Composizione**

**Polvere**

Piperacillina 500 mg.+  
Tazobactam sodico sterile 62,5 mg.

**Soluzione**

Sodio Ialuronato, potassio fosfato monobasico, sodio fosfato bibasico, acqua per preparazioni iniettabili.

**Siringa Bicamera**

Gel 2,5 ml di Acido Ortofosforico 37% e Clorexidina Digluconato 2%

**Contenuto della confezione**

- N° 1 Flacone di polvere da 500mg. piperacillina e 62,5 mg. tazobactam sodico sterile
- N° 1 Flacone soluzione da 25 ml di sodio ialuronato sterile
- N° 3 Siringa bicamera da 2,5 ml. di acido ortofosforico 37% e clorexidina digluconato 2%
- N° 3 Siringhe monouso sterili da 2,5 ml. con ago
- N° 3 Aghi smussi monouso sterili
- N° 1 Frese odontoiatriche diamantate
- N° 1 Mixer

**Validita'**

La validità è di 3 anni in confezione integra.

DISPOSITIVO MEDICO CLASSE III

CE 0373

