

IMPLA  
**PROTECT**<sup>®</sup>  
IMPLANT DECONTAMINATION SYSTEM

**IMPLAPROTECT SYSTEM**  
**Sistema di decontaminazione dell'impianto**

**Caratteristiche**

**IMPLAPROTECT SYSTEM**<sup>®</sup> è un Dispositivo Medico di classe III. Un sistema studiato per la decontaminazione della superficie dell'impianto per facilitare la rigenerazione ossea nella zona perimplantare.

Questa attività si sviluppa in tre fasi:

- Fase meccanica per rimuovere il tessuto perimplantare e il biofilm con frese diamantate;
- Fase farmacologica per disintegrare il biofilm rimasto grazie all'attività dell'acido ortofosforico+clorexidina digluconato prima, e di piperacillina+tazobactam poi.
- Fase rigenerativa con piperacillina + tazobactam e sodio ialuronato in associazione con sostituti dell'osso.

**Indicazioni**

Chirurgia dell'impianto:  
Trattamento di decontaminazione dell'impianto nelle peri-implantiti.  
Trattamento coadiuvante nel processo di rigenerazione dei difetti ossei della cresta alveolare perimplantare in associazione con sostituti ossei e membrane riassorbibili.

**Istruzioni per l'uso**

- Vedere "Protocollo di denominazione dell'impianto"
- Datare l'etichetta
- La soluzione non usata, se conservata in bottiglia, e tenuta lontano da luci e fonti di calore (2-4° C) mantiene la sua efficacia per 8 settimane

**Composizione**

**Polvere**

Piperacillina sodica 100 mg.  
Tazobactam sodico 112,5 mg.

**Soluzione**

Sodio Ialuronato, potassio fosfato monobasico, sodio fosfato bibasico, acqua per preparazioni iniettabili.

**Siringa Bicamera**

Gel 2,5 ml di Acido Ortofosforico 37% e Clorexidina Digluconato 2%

**Contenuto della confezione**

- n.1 flacone di polvere da 100 mg piperacillina sodica e 112,5 mg tazobactam sodico sterile
- n.1 flacone soluzione da 5 ml di sodio ialuronato sterile
- n. 1 siringa bicamera da 2,5ml di acido ortofosforico 37% e clorexidina digluconato 2%
- n. 3 siringhe monouso sterili da 2,5 ml con ago
- n. 3 aghi smussi monouso sterili
- n. 3 frese odontoiatriche diamantate
- n. 3 mixer

**Validita'**

La validità è di 3 anni in confezione integra.

DISPOSITIVO MEDICO CLASSE III

CE 0373

